

# WingLux™

## GARANTIE

Les instruments chirurgicaux GerVetUSA sont garantis exempts de défauts de matériaux et de fabrication lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions normales pour leur usage chirurgical prévu. Tout instrument chirurgical GerVetUSA reconnu comme défectueux sera, à la discrétion de GerVetUSA, réparé ou remplacé. L'usure normale et/ou une mauvaise utilisation de l'instrument, y compris une utilisation incorrecte ou un entretien inadéquat, ne sont pas couverts par la garantie du fabricant. Tous nos instruments chirurgicaux ne sont garantis que pour l'acheteur d'origine.

Cet instrument est destiné à être utilisé uniquement pour le but spécifique pour lequel il a été conçu. Le luxateur à ailettes en titane coloré est particulièrement utilisé pour effectuer UNIQUEMENT des luxations rapidement grâce à ses pointes relativement plus tranchantes. Le design à ailettes rend cet outil 3 en 1 sans aiguisage beaucoup plus efficace que tout autre luxateur classique. Utiliser cet instrument pour effectuer une élévation peut entraîner la casse de sa pointe, il est donc conseillé d'éviter de l'utiliser comme élévateur. Cependant, il est de la responsabilité des cliniciens et des professionnels de la stérilisation de se familiariser avec les techniques appropriées pour l'utilisation et l'entretien de cet instrument.

Pour des recommandations plus détaillées sur l'entretien des instruments, veuillez visiter notre site web. La vente de cet article peut être soumise à la réglementation de la U.S. Food and Drug Administration ainsi qu'aux agences réglementaires étatiques et locales. En achetant ce produit, vous garantissez que vous êtes soit un praticien médical, soit que vous achetez au nom d'un établissement médical agréé, d'une agence éducative ou gouvernementale, ou d'un client qui vend ces produits à de telles institutions. Après la passation de votre commande, nous pourrions vous demander de fournir des informations supplémentaires. Veuillez noter qu'un manque de réponse satisfaisante pourrait entraîner un retard ou une annulation de votre commande.

**Tél :** 516 385-3434 | **Courriel :** sales@gervetusa.com

**Adresse :** 1188 Willis Ave Suite #801, Albertson, NY 11507

**Website :** GerVetUSA.com

**GerVetUSA™**  
Animal Care at the Highest Quality